

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений №27

«Приобретение медицинских изделий (медицинского оборудования)»

Для КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ области Абай

В соответствии с Законом РК «О Государственных закупках» №434-V, Постановлением Правительства РК от 04.06.2021 №375 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан.

14 часов 30 минут 23 октября 2023г

Г.Чарск

Ул.Варепа 2А

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аппарат холтеровского мониторирования ЭКГ	Основные комплектующие: Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру Память внутренняя Период записи от 24 часов до 168 часов (7 суток) Наблюдение в реальном времени правильности наложения электродов на дисплей ЭКГ Размеры не более 67 x 93 x 21 мм ЖК дисплей не менее 48 x 28 мм	шт.	1	1 392 500	1 392 500

	Вес не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Кнопки управления: не менее 3 кнопки управления меню, 1 – событие. Большой ЖК дисплей позволяет программировать регистратор вручную посредством трех кнопок взаимодействия с меню. Питание: батарея не более AA – 1 шт Частота дискретизации: не хуже 300, 600, 1200 Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов) Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией. Программное обеспечение предоставляет автоматический цикл-за-циклом анализ ЭКГ, ST, PQ, QT в HRV (вариабельность) совершенно бесплатно. Алгоритм определения QRS комплекса имеет точность не менее 99,9% по базам данных детекции АНА и MIT.				
Требования к комплектации	Дополнительные комплектующие:				
	2	ЭКГ кабель	ЭКГ кабель 10 отведениями	1 шт	
	3	USB кабель	Кабель для соединения с ПК	1 шт.	

	4	Набор одноразовых электродов для ЭКГ	Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – не менее 30 штук	1 упаковка
	5	Сумка для аппарата	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы.	1 шт.
	6	Программное обеспечение	Носитель данных с новейшим программным обеспечением и пользовательскими документами	1 шт.
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:				
	7	Батареи типа AA	Батареи питания	1 шт.
	8	Руководство пользователя	Руководство по эксплуатации	1 шт.

Требования к условиям эксплуатации	Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 %
Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения
Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретно го типа изделий

	1. Основные комплектующие: Аудиометр должен иметь размеры 22,5 x 18 x 5,5 см, Вес не более 1,0 кг. ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЛЯНЦЕВЫЙ КОРПУС И КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН: На передней панели должно быть: - Поворотная кнопка-колесико "Hearing Level dB" (Слуховой порог, дБ) - Поворотная кнопка-колесико "Frequency Hz" (Частота, Гц) - Кнопка Показать / Прервать "Tone Switch" (Тональный переключатель) - Функциональные кнопки "F1" "F2" "F3" "F4" - Дисплей Все соединительные гнезда должны быть расположены на задней панели аудиометра: - Наушники воздушной проводимости (Синий штекер) - Наушники воздушной проводимости (Красный штекер) - Вход реакции пациента - Разъем USB или внешний разъем питания ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНЫЙ НАБОР ОПЦИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ Модель аудиометра должна обладать полным спектром возможностей для тестирования. Диапазон частот не более от 125 Гц до 8000 Гц, а интенсивность сигнала составляет не более от -10 до 100 дБ HL/СП (слуховой порог) Выбор чистого и частотно-модулированного тона (пульсирующий и непрерывный).	шт.	1	2 142 000	2 142 000
--	---	-----	---	-----------	-----------

Аудиометр	Тестовые сигналы должны быть: Чистый и частотно-модулированный тона (пульсирующий и непрерывный) Частоты испытания не более: Гц 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Шаги уровня не более: 5 или 1 дБ Диапазон порогов слуха с наушниками не более -10 дБЛ - 100 дБЛ , 70 дБЛ при 0,125 кГц, 90 дБЛ при 0,25 и 8 кГц Класс Аудиометра- не более класс 4 - Источник питания 3 батарейки типа АА (обычно срок службы не более 100 часов) или дополнительный источник питания					
-----------	--	--	--	--	--	--

	2. Наушники DD65. Наушники должны использоваться для аудиометрического тестирования в стандартном аудиометрическом диапазоне не более 125 Гц - 8 кГц. Наушник должен соответствовать стандартам IEC-60645-1 и ANSI S3.6 до 8 кГц. Наушник должен иметь отличное пассивное затухание и иметь регулируемое мягкое оголовье с мягкой подкладкой и сменные амбушюры. Он должен включать в себя высокопрочный кабель с сердечником и позолоченными 6,3 мм и мини-разъемами. Приемник для наушников должен иметь: динамическая подвижная катушка, специально созданная для аудиометрии. Номинальное сопротивление не более 10 Ом Частотная характеристика: не более 100 Гц - 8 кГц Чувствительность: не более 98 дБ SPL при 1 кГц, 1 мВт Искажение: <1% при 95 дБ SPL Макс. продолжительная мощность: не более 500 мВт Натяжение оголовья: не более 10 Н ± 0,5 Н Вес в сборе: не более 330 грамм (12 унций) Кабельный разъем: не более 2 разъема моно-разъема (красный = правый синий = слева) стерео мини-джек 3,5 мм Длина кабеля: не более 2500 мм (100 дюймов) Условия окружающей среды: Совместимость с RoHS - без свинца и никеля Размеры гарнитуры: не более 19,1 x 9,3 x 13,4 см	1	шт
--	---	---	----

2.1.Требования к комплектации

		Размеры коробки для гарнитуры: не более 19 x 13 x 9,5 см		
		3. Кнопка ответа пациента. Кнопка ответа пациента сделана из пластика. Длина кабеля не менее 2 м.	1	шт

2.2. Требования к условиям эксплуатации	4. Программное обеспечение. Должна быть полная поддержка базы данных	• Интеграция EMR / ENR через XML, PDF и HL7 Должен быть простой и современный пользовательский интерфейс • Интуитивно понятная навигация на основе значков • Автоматическое определение устройства • Обучение не требуется • Настраиваемые отчеты • Экспорт в PDF или XML одним щелчком мыши	1	шт
		Дополнительные комплектующие	1	уп
		Расходные материалы		
		5.Блокнот с бланками аудиограмм. Таблица аудиограмм для блокнота с 50 листами - 1 упаковка = 5 блокнотов		

		При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дБ. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дБ. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дБ), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже	
2.3. Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИСО 9001:2015)	DDP клиент		
2.4. Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для		

	третьих компетентных лиц	данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.	
--	--	---	--

Выделенная сумма для закупа по лотам составляет: **3 534 500 (три миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот) тенге 00 тьин.**

2.Следующий потенциальный поставщик

2.1. «Товарищество с ограниченной ответственностью «ОрдаМед Семей» РК, область Абай, г. Семей ул. Абая Кунабаева дом 102, 14 часов 08 минут 20.10.2023 г

Наименование поставщика	Торговое наименование (по победителям)	№ лота	Цена указанная в заявке, в тенге	Сумма тенге	Квалификационные требования
«Товарищество с ограниченной ответственностью «ОрдаМед Семей»	Аппарат холтеровского мониторирования ЭКГ холтеру, модели CardiUP! 12, Производитель: Meditech Ltd. Страна происхождения: Венгрия	1	1 392 500	1 392 500	Соответствует
итого			1 392 500	1 392 500	
«Товарищество с ограниченной ответственностью «ОрдаМед Семей»	Аудиометр MAICO MA 25, Производитель: MAICO Diagnostic GmbH. Страна происхождения: Германия	2	2 142 000	2 142 000	Соответствует
итого			2 142 000	2 142 000	

